



ESTUDIO:	ANÁLISIS POR GCMS	FECHA	31/10/2014
----------	-------------------	-------	------------

SOLICITANTE:	Ing. Daniel Yorio
No. de registro/solicitud:	28_2014
Análisis requerido:	Identificación y cuantificación de compuestos presentes en las muestras
Muestras:	Muestra A1, A2, A3, F1, F2 y F3
Fecha de recepción	29 de octubre de 2014

Procesamiento de la muestra

Las muestras son cartucho para volátiles, y cada una se eluye con 1 ml de Sulfuro de Carbono.
Se agrego a cada muestra 0.1748 mg de timol como estándar interno (disuelto en CS₂).

Equipo:

GCMS Clarus 600, Perkin Elmer N° de serie 664N9100105. Los datos fueron adquiridos empleando el programa Turbo-Mass 5.4.2.

Columna: DB5 (60 m, 0.25 mm ID, 0.25 µm de partícula), marca Perkin Elmer. Carrier: Helio (49.6 psi), Inyector: 250°C.
Programa: Temp inicial 40°C (1 min), Rampa: 6°C/min hasta 90°C, rampa: 18°C/min, Temp Final 180°C. La muestra se inyectó en modo de inyección Splitless.

GC-MS El cromatograma fue obtenido en modo "scan", desde m/z =30 a m/z =400 (scan time: 0.2 s, inter-scan time: 0.1s), solvent delay: 1 min.

Resultados obtenidos:

La identificación de los picos se realiza por comparación con los espectros de las Bibliotecas del programa NIST MS Search 2.0.



Tabla 1: Valores encontrados para la muestra A1.

	Tiempo de retención (min)	Mg de compuesto/ml	Identificación
1	2.704	4,0712	Name: METHANOL Formula: CH ₄ O MW: 32 CAS#: 67-56-1
2	2.759	0,5381	Name: FORMIC ACID, METHYL ESTER Formula: C ₂ H ₄ O ₂ MW: 60 CAS#: 107-31-3
3	3.134	35,3198	Name: Ethyl ether Formula: C ₄ H ₁₀ O MW: 74 CAS#: 60-29-7
4	3.704	221,3225	Name: Pentane, 3-methyl- Formula: C ₆ H ₁₄ MW: 86 CAS#: 96-14-0
5	4.000	27,9575	Name: Pentane, 2,2-dimethyl- Formula: C ₇ H ₁₆ MW: 100 CAS#: 590-35-2
6	4.045	20,4519	Name: Pentane, 2,4-dimethyl- Formula: C ₇ H ₁₆ MW: 100 CAS#: 108-08-7
7	4.090	198,3110	Name: Cyclopentane, methyl- Formula: C ₆ H ₁₂ MW: 84 CAS#: 96-37-7
8	4.485	15,8549	Name: Cyclohexane Formula: C ₆ H ₁₂ MW: 84 CAS#: 110-82-
9	12.983	0,1748	Std

Tabla 2: Valores encontrados para la muestra A2.

	Tiempo de retención (min)	Mg de compuesto/ml	Identificación
1	2.689	0,5561	Name: METHANOL Formula: CH ₄ O MW: 32 CAS#: 67-56-1
2	2.744	0,0581	Name: FORMIC ACID, METHYL ESTER Formula: C ₂ H ₄ O ₂ MW: 60 CAS#: 107-31-3
3	3.124	2,0553	Name: Ethyl ether Formula: C ₄ H ₁₀ O MW: 74 CAS#: 60-29-7
4	3.659	19,6864	Name: Pentane, 3-methyl- Formula: C ₆ H ₁₄ MW: 86 CAS#: 96-14-0
5	3.965	1,8758	Name: Pentane, 2,2-dimethyl- Formula: C ₇ H ₁₆ MW: 100 CAS#: 590-35-2
6	4.015	1,0112	Name: Pentane, 2,4-dimethyl- Formula: C ₇ H ₁₆ MW: 100 CAS#: 108-08-7
7	4.060	12,9350	Name: Cyclopentane, methyl- Formula: C ₆ H ₁₂ MW: 84 CAS#: 96-37-7
8	4.460	0,9566	Name: Cyclohexane Formula: C ₆ H ₁₂ MW: 84 CAS#: 110-82-
9	13.008	0,1748	Std



Tabla 3: Valores encontrados para la muestra A3.

	Tpo de retención (min)	Mg compuesto/ mL	Identificación
1	2,684	0,2298	Name: METHANOL Formula: CH ₄ O MW: 32 CAS#: 67-56-1
2	2,739	0,0735	Name: FORMIC ACID, METHYL ESTER Formula: C ₂ H ₄ O ₂ MW: 60 CAS#: 107-31-3
3	3,139	1,6462	Name: Ethyl ether Formula: C ₄ H ₁₀ O MW: 74 CAS#: 60-29-7
4	4,090	0,1250	Name: Pentane, 2,2-dimethyl- Formula: C ₇ H ₁₆ MW: 100 CAS#: 590-35-2
5	4,135	0,1026	Name: Pentane, 2,4-dimethyl- Formula: C ₇ H ₁₆ MW: 100 CAS#: 108-08-7
6	4,175	0,8965	Name: Cyclopentane, methyl- Formula: C ₆ H ₁₂ MW: 84 CAS#: 96-37-7
7	4,565	0,0988	Name: Cyclohexane Formula: C ₆ H ₁₂ MW: 84 CAS#: 110-82-
8	12,978	0,1748	Std

Tabla 4: Valores encontrados para la muestra F1.

	Tpo de retención (min)	Mg compuesto/ mL	Identificación
1	2.689	0,0670	Name: METHANOL Formula: CH ₄ O MW: 32 CAS#: 67-56-1
2	2.744	0,0108	Name: FORMIC ACID, METHYL ESTER Formula: C ₂ H ₄ O ₂ MW: 60 CAS#: 107-31-3
3	3.119	0,4048	Name: Ethyl ether Formula: C ₄ H ₁₀ O MW: 74 CAS#: 60-29-7
4	4.050	0,0103	Name: Cyclopentane, methyl- Formula: C ₆ H ₁₂ MW: 84 CAS#: 96-37-7
5	13.023	0,1748	Std

Tabla 5: Valores encontrados para la muestra F2.


	Tiempo de retención (min)	Mg compuesto/ mL	Identificación
1	2.749	0,0213	Name: ACETIC ACID, HYDROXY- Formula: C ₂ H ₄ O ₃ MW: 76 CAS#: 79-14-1
2	2.804	0,0056	Name: FORMIC ACID, METHYL ESTER Formula: C ₂ H ₄ O ₂ MW: 60 CAS#: 107-31-3
3	3.184	0,2571	Name: Ethyl ether Formula: C ₄ H ₁₀ O MW: 74 CAS#: 60-29-7
4	4.150	0,0049	Name: Cyclopentane, methyl- Formula: C ₆ H ₁₂ MW: 84 CAS#: 96-37-7
5	12.928	0,1748	Std



Tabla 6: Valores encontrados para la muestra F3.


	Tiempo de retención (min)	Mg compuesto/ mL	Identificación
1	2.684	0,2268	Name: ACETIC ACID, HYDROXY- Formula: C ₂ H ₄ O ₃ MW: 76 CAS#: 79-14-1
2	2.739	0,0211	Name: FORMIC ACID, METHYL ESTER Formula: C ₂ H ₄ O ₂ MW: 60 CAS#: 107-31-3
3	3.119	1,5252	Name: Ethyl ether Formula: C ₄ H ₁₀ O MW: 74 CAS#: 60-29-7
4	13.108	0,1748	STd

Espectro del compuesto de referencia (estándar interno) y perfil cromatográfico






Standard interno



[Name:](#) PHENOL, 5-METHYL-2-(1-METHYLETHYL)-
[Formula:](#) C₁₀H₁₄O
[MW:](#) 150 [CAS#:](#) 89-83-8 [ID#:](#) 394866 [DB:](#) wiley8
[Synonyms:](#) THYMOL













Perfil cromatográfico obtenido por CGMS para las muestras.


















Espectros de masa de cada uno de los compuestos encontrados

Muestra A1

, 29-Oct-2014 + 10:33:20

DYorio muestra A1 340 (2.699) Cm (338:344-(347:349+335:338))

Scan EI+
2.29e7




Name: METHANOL

Formula: CH₄O

MW: 32 CAS#: 67-56-1 ID#: 87 DB: wiley8


Synonyms: HYDROXYMETHANE



, 29-Oct-2014 + 10:33:20

DYorio muestra A1 352 (2.759) Cm (349:355-(363:367+346:348))

Scan EI+
3.32e6




Name: FORMIC ACID, METHYL ESTER

Formula: C₂H₄O₂

MW: 60 CAS#: 107-31-3 ID#: 584 DB: wiley8


Synonyms: .METHYL FORMATE



, 29-Oct-2014 + 10:33:20

DYorio muestra A1 427 (3.134) Cm (423:438-(405:412+452:454))

Scan EI+
2.78e7






Name: 1-ETHOXYETHANE

Formula: C₄H₁₀O

MW: 74 **ID#:** 357979 **DB:** wiley8


Synonyms: 1-DIETHYL ETHER



, 29-Oct-2014 + 10:33:20

DYorio muestra A1 541 (3.704) Cm (538:543-(549:554+531:537))

Scan E1+
5.82e8




Name: PENTANE, 3-METHYL-

Formula: C₆H₁₄

MW: 86 **CAS#:** 96-14-0 **ID#:** 3253 **DB:** wiley8

Synonyms: 3-METHYLPENTANE




3.82 hexano

, 29-Oct-2014 + 10:33:20

DYorio muestra A1 600 (4.000) Cm (598:602-(604:605+594:596))

Scan E1+
6.28e7




Name: Pentane, 2,2-dimethyl-

Formula: C₇H₁₆

MW: 100 **CAS#:** 590-35-2 **NIST#:** 158141 **ID#:** 5565

Synonyms: 2,2-Dimethylpentane






, 29-Oct-2014 + 10:33:20

DYorio muestra A1 609 (4.045) Cm (608:612)

Scan E1+
6.98e7




Name: Pentane, 2,4-dimethyl-

Formula: C₇H₁₆

MW: 100 **CAS#:** 108-08-7 **NIST#:** 107685 **ID#:** 2057 **DB:** replib


Synonyms: 2,4-Dimethylpentane



, 29-Oct-2014 + 10:33:20

DYorio muestra A1 619 (4.095) Cm (614:622-638:648)

Scan E1+
3.19e8




Name: Cyclopentane, methyl-

Formula: C₆H₁₂

MW: 84 **CAS#:** 96-37-7 **NIST#:** 19308 **ID#:** 4895


Synonyms: .Methylcyclopentane



, 29-Oct-2014 + 10:33:20


DYorio muestra A1 697 (4.485) Cm (694:701-(687:691+709:714))

Scan E1+
2.34e7





Name: Cyclohexane
Formula: C₆H₁₂
MW: 84 **CAS#:** 110-82-7 **NIST#:** 291493 **ID#:** 20428
Synonyms: Benzene, hexahydro-




Muestra A2

, 29-Oct-2014 + 10:51:43

DYorio muestra A2 338 (2.689) Cm (336:340-(329:332+345:346))


Scan E1+
4.60e7



, 29-Oct-2014 + 10:51:43

DYorio muestra A2 349 (2.744) Cm (346:352-(359:361+343:346))


Scan E1+
2.44e6



, 29-Oct-2014 + 10:51:43


DYorio muestra A2 425 (3.124) Cm (416:439-(404:411+446:450))

Scan E1+
1.58e7



DYorio muestra A2 532 (3.659) Cm (527:535-(541:545+524:527))

Scan E1+
4.00e8






, 29-Oct-2014 + 10:51:43

DYorio muestra A2 593 (3.965) Cm (591:594-(597:599+588))


Scan E1+
5.37e7



, 29-Oct-2014 + 10:51:43

DYorio muestra A2 603 (4.015) Cm (601:605-(606:607+598:599))


Scan E1+
3.37e7



, 29-Oct-2014 + 10:51:43

DYorio muestra A2 612 (4.060) Cm (608:614-(617:619+606:607))


Scan E1+
2.72e8



, 29-Oct-2014 + 10:51:43

DYorio muestra A2 692 (4.460) Cm (688:695-(678:685+701:710))

Scan E1+
1.78e7




Muestra A3

, 29-Oct-2014 + 11:11:46

DYorio muestra A3 337 (2.684) Cm (334:343-(324:331+343))

Scan E1+
2.77e7




metanol



, 29-Oct-2014 + 11:11:46

DYorio muestra A3 348 (2.739) Cm (345:352-(365:374+343:346))

Scan E1+
6.93e6




metil formato

, 29-Oct-2014 + 11:11:46

DYorio muestra A3 428 (3.139) Cm (417:444-403:412)

Scan E1+
2.70e7




dietileter

3.90 hexano

, 29-Oct-2014 + 11:11:46

DYorio muestra A3 618 (4.090) Cm (615:621-(609:613+622:624))

Scan E1+
6.04e6




pentano 22 dimetil

, 29-Oct-2014 + 11:11:46

DYorio muestra A3 627 (4.135) Cm (625:629-621:623)

Scan E1+
7.17e6




Pentane, 2,4-dimethyl-



, 29-Oct-2014 + 11:11:46

DYorio muestra A3 635 (4.175) Cm (632:637-(629:631+640:642))


Scan E1+
4.93e7



, 29-Oct-2014 + 11:11:46

DYorio muestra A3 713 (4.565) Cm (709:716-(726:733+695:704))

Scan E1+
3.98e6




Muestra F1

, 29-Oct-2014 + 11:30:52

DYorio muestra F1 350 (2.749) Cm (347:354-(330:342+371:376))

Scan E1+
1.34e7




Name: ACETIC ACID, HYDROXY-

Formula: C₂H₄O₃

MW: 76 CAS#: 79-14-1 ID#: 1763 DB: wiley8


Synonyms: 2-HYDROXYACETIC ACID



, 29-Oct-2014 + 11:30:52

DYorio muestra F1 361 (2.804) Cm (356:365-(374:383+333:344))

Scan E1+
2.89e6






, 29-Oct-2014 + 11:30:52

DYorio muestra F1 437 (3.184) Cm (427:457-413:423)

Scan E1+
1.75e7




dietileter

, 29-Oct-2014 + 11:30:52

DYorio muestra F1 630 (4.150) Cm (628:631-(639:644+622:626))

Scan E1+
2.10e6




ciclopentano

Muestra F2

, 29-Oct-2014 + 11:50:09

DYorio muestra F2 338 (2.689) Cm (335:342-(330:333+344:346))

Scan E1+
1.65e7




metanol

, 29-Oct-2014 + 11:50:09

DYorio muestra F2 349 (2.744) Cm (347:350-(354:355+344:345))

Scan E1+
3.33e6




formato de metilo



, 29-Oct-2014 + 11:50:09

DYorio muestra F2 424 (3.119) Cm (416:439-403:411)

Scan E1+
1.37e7




dietil eter

, 29-Oct-2014 + 11:50:09

DYorio muestra F2 610 (4.050) Cm (609:611-(613:614+606:607))

Scan E1+
1.31e6




ciclopentano

Muestra F3

, 29-Oct-2014 + 12:09:10

DYorio muestra F3 337 (2.684) Cm (334:342-(325:329+343:345))

Scan E1+
1.75e7




metanol

, 29-Oct-2014 + 12:09:10

DYorio muestra F3 348 (2.739) Cm (345:350-(358:362+342:344))

Scan E1+
2.71e6




formato de metilo



, 29-Oct-2014 + 12:09:10

DYorio muestra F3 423 (3.114) Cm (416:437-402:410)

Scan E+
1.75e7



OBSERVACIONES: El compuesto con tiempo de retención de 3.80 min que aparece en varios cromatogramas corresponde a hexano.

Atte., Dra. Marcela Palacio
IMBIV - Conicet – Córdoba